



Easy QuickTest BT

Se recomienda que la determinación del antígeno DEA 1 antes de cualquier transfusión de sangre para evitar una potente respuesta de aloanticuerpos contra este antígeno y evitar una reacción hemolítica aguda a la transfusión.

DEA 1 BLOOD GROUP COMPATIBILITY



EasyQuickTest BT



CONFIABLE EN CASO DE AUTOAGLUTINACIÓN

Gracias a nuestra tecnología de membrana específica, los glóbulos rojos (RBCs) aglutinados se retendrán en la parte inferior de la membrana, mientras que los RBCs no aglutinados continuarán migrando hacia la parte superior de la membrana.



CONFIABLE EN CASO DE HEMATOCRITO BAJO (ANEMIA)

Gracias a la sensibilidad de nuestros anticuerpos monoclonales específicos, incluso con un bajo hematocrito (PCV), se puede obtener un tipo de sangre confiable.

